

## FICHA TÉCNICA

### RATONEX LIQUIDO 26

**Código Do produto: 3773**

Raticida líquido à base de difenacume para o controle de ratos e camundongos, diretamente em bebedouro pronto.

Para uso e com dispensador roll-on integrado.

**Apresentação: 1x250ml**



### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

**RATONEX LIQUIDO 26** é um produto rodenticida à base de Difenacoumen na forma de isca líquida pronta para uso em iscas invioláveis, sendo ativo contra camundongos domésticos (*mus musculus*) e ratos cinzentos (*rattus norvegicus*).

Bebedor horizontal de tamanho adequado para ser colocado dentro das estações de isca.

As garrafas serão abertas retirando a tampa e sem quebrar a membrana, o dispensador roll-on será colocado sobre elas. Uma vez invertidas, serão sempre colocadas em caixas de isca devidamente rotuladas.

### MODO DE USO

Certifique-se de que a isca não entre em contato com a água.

Remova os alimentos prontamente disponíveis para os roedores, não limpe a área a ser tratada imediatamente antes do tratamento. As caixas de isca devem ser colocadas nas imediações de locais onde foi observada atividade de roedores.

Siga as instruções do rótulo

Para uso profissional ou profissional especializado, faça um levantamento pré-tratamento da área infestada e uma avaliação no local para identificar as espécies de roedores, suas áreas de atuação e determinar a causa e extensão da infestação.

As caixas dos iscos devem estar claramente identificadas indicando que contêm um produto rodenticida e que não devem ser movimentadas ou abertas, O NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO, A SUBSTÂNCIA ATIVA E "EM CASO DE ACIDENTE, LIGUE PARA O SERVIÇO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (Telefone 915620420)"

UFIM300-D0YF-800P-G7RP. Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e uma placa explicativa deve informar sobre o risco de intoxicação primária e secundária por anticoagulantes, bem como sobre as medidas de primeiros socorros. As iscas devem ser seguras para evitar que sejam arrastadas para fora da caixa de isca.

## **ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO**

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz.

O produto é estável por 2 anos.

Devido ao modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes podem levar de 4 a 10 dias para se tornarem eficazes após o consumo da isca.

Os roedores são transmissores de doenças. Não toque em roedores mortos com as mãos desprotegidas, use luvas ou utensílios como pinças para descarte.